

Provtagningsanvisningar Cytologi

Blåssköljvätska

Remiss	Remiss ifylls enligt anvisningar ” Så här fyller du i remissen ” CYTOLOGI ALLMÄN REMISS (ej vaginalcytologi)
Allmänt	Provtagaren ansvarar för att remisser och etiketter är rätt och fullständigt ifyllda och att rätt remiss används för avsedd undersökning. Remisser skall fyllas i och provtagningskärl märkas med patientens personnummer (10 siffror) och namn. Observera att provtagningskärl inte får märkas bara på lock eller transporthylsa utan måste märkas direkt på provtagningskärlet. "Odlingsrör" får aldrig användas.
Fixering	Tag 50 ml av sköljvätskan och tillsätt samma mängd 50%-ig etanol.
Utförande	Skölj blåsan med 100-200 ml 0,9 %-ig koksaltlösning (OBS! Ej sur spolvätska typ Cystosol). Eller enligt provtagarens rutiner.
Övrigt	Blåssköljvätskan ger bättre underlag för diagnostik än kastad urin. Ange alltid provtyp både på remiss och burk.
Kontakt	Enhetschef cytologi tel 031-342 19 98 Cytologens laboratorium tel.031-342 21 85
Transport	Proven kan sändas per post, skickas med internttransport eller lämnas direkt på laboratoriet.