

Provtagningsanvisningar Cytologi

Expektorat (Sputumprov)

Remiss	Remiss ifylls enligt anvisningar ” Så här fyller du i remissen ” CYTOLOGI ALLMÄN REMISS (ej vaginalcytologi)
Allmänt	Provtagaren ansvarar för att remisser och etiketter är rätt och fullständigt ifyllda och att rätt remiss används för avsedd undersökning. Remisser skall fyllas i och provtagningskärl märkas med patientens personnummer (10 siffror) och namn. Observera att provtagningskärl inte får märkas bara på lock eller transporthylsa utan måste märkas direkt på provtagningskärlet. "Odlingsrör" får aldrig användas.
Fixering	Provet tillsätts ca.30 ml 50%-ig etanol
Utförande	Instruera först patienten om provets syfte. En mycket kraftig och djup upphostning fordras - det är slem långt nedifrån luftvägarna och ej saliv som önskas. Ta provet direkt på morgonen innan måltid och tandborstning. Skölj munnen före provtagningen med vatten och snyt ur näsan. Om det är svårt att åstadkomma en upphostning kan patienten göra några rörelser med armarna eller klämma ihop bröstskålen med händerna vid varje hoststöt. Ta gärna hjälp av en sjukgymnast. Upphostningen görs helst direkt i ett förmärkt kärl och provet tillsätts ca.30 ml 50%-ig etanol. Det är oftast lämpligt att ta en serie om tre prover: ett prov/dag. Varje prov skall åtföljas av en fullständigt ifylld remiss, maskinskriven eller textad.
Övrigt	Ange alltid provtyp både på remiss och burk.
Kontakt	Enhetschef cytologi tel 031-342 19 98 Cytologens laboratorium tel.031-342 21 85
Transport	Proven kan sändas per post, skickas med internttransport eller lämnas direkt på laboratoriet.