

Provtagningsanvisningar Patologi

Omhändertagande av muskelbiopsier

Remiss	Remiss ifylls enligt anvisningar ” Så här fyller du i remissen ” PAD-remiss Allmän
Allmänt	Provtagaren ansvarar för att remisser och etiketter är rätt ifyllda och att rätt remiss används för avsedd undersökning. Remisser skall fyllas i och provtagningskärl/objektglas märkas med patientens personnummer (10 siffror) och namn. Observera att provtagningskärl inte får märkas på lock.
Fixering	Ofixerat
Utförande	<p>Tre muskelbitar från icke alltför atrofisk muskel (m.vastus lateralis, m. deltoideus eller m.tib.ant) med nål tång eller öppen kirurgisk teknik.</p> <p>Vid öppen biopsi tas 3 st. cm-långa och ca.3-4 mm tjocka muskelbitar. Undvik att sätta pincetten mitt på muskelbiten utan vid ena kanten. Om en bit tas bör denna vara såpass stor att den går att dela i 3 delar här på lab.</p> <p>Muskelpreparatet lägges på kompress fuktad med fysikalisk koksaltlösning. OBS! Prep. får ej bada i lösningen.</p> <p>Kompressen lägges i prep.burk med lock. Denna burk lägges sedan t.ex. i en frigolitlåda eller termos med is i. Om preparatet kommer till muskellab inom 1 tim, kan man lägga den mindre preparatburken i en större plastburk med is i.</p>
Övrigt	Kontakta alltid muskellab i god tid, innan biopsi tas, så att det finns personal på plats som kan omhänderta materialet.
Kontakt	Muskellaboratoriet BMA Monica Jacobsson eller Lili Seifi tel 031-342 29 16 / 0740-35 68 16
Transport	Preparatet skickas omgående till muskellaboratoriet. Preparatet måste förvaras kallt. Om preparatet kommer till muskellab inom 1 timma kan provburken transporteras kyld med is runt om (t.ex. i en större burk med isbitar).

