

Provtagningsanvisningar Patologi

Elektronmikroskopiska laboratoriet (EM-lab)

Remiss	Remiss ifylls enligt anvisningar ” Så här fyller du i remissen ” PAD-remiss Allmän
Allmänt	Provtagaren ansvarar för att remisser och etiketter är rätt ifyllda och att rätt remiss används för avsedd undersökning. Remisser skall fyllas i och provtagningskärl/objektglas märkas med patientens personnummer (10 siffror) och namn. Observera att provtagningskärl inte får märkas på lock.
Fixering	3% glutaraldehyd lösning i 0,1 M Na-cacodylatbuffert pH 7,4
Utförande	Vid provtagning för elektronmikroskopisk undersökning förs vävnaden ner i fixeringslösning så fort som möjligt.
Övrigt	Vi tillhandahåller fixeringsvätska till prover som skickas till oss.
Kontakt	EM laboratoriet Tel 031/342 36 59 Ulla Höök Sektionsledare Britt-Marie Samuelsson BMA Camilla Sydvert BMA
Transport	Proven kan sändas per post, skickas med internttransport eller lämnas direkt på laboratoriet. Prov skall lämnas till Laboratoriets provinlämning före kl. 16.00 I annat fall förvaras fixerade prov i kylskåp tills nästa transporttillfälle.