

## Provtagningsanvisningar Cytologi

### BAL (Bronkioli-Alveolärt Lavage)

<b>Remiss</b>	Remiss ifylls enligt anvisningar ” <a href="#">Så här fyller du i remissen</a> ”  <a href="#">CYTOLOGI ALLMÄN REMISS (ej vaginalcytologi)</a>
<b>Allmänt</b>	<p>Provtagaren ansvarar för att remisser och etiketter är rätt ifyllda och att rätt remiss används för avsedd undersökning. Remisser skall fyllas i och provtagningskärl/objektglas märkas. Provtagningskärls/objektglasets identitet är kopplat till remissen och märks med samma identitetsuppgifter som på remissen.</p> <p><b>Observera provtagningskärl får ej märkas på lock.</b></p> <p>Endast objektglas med mattrand får användas. Märk objektglas med patientens personnummer (10 siffror) och namn. Använd blyertspenna. Antal objektglas skall anges på remiss.</p> <p><b>"Odlingsrör" får aldrig användas.</b></p>
<b>Fixering</b>	Prover som inte kan lämnas till laboratoriet under arbetstid fixeras med lika delar 50%-ig etanol.
<b>Utförande</b>	Enligt inremitterande kliniks regler.
<b>Övrigt</b>	<p>Ange speciella frågeställningar såsom pneumocystis carinii, cytomegalovirus, osv.</p> <p>Ange alltid provtyp både på remiss och burk</p>
<b>Kontakt</b>	Kontakta cytologlab före provtagningen på tel. 031 - 342 21 85
<b>Transport</b>	<p>Provet skall snarast efter sköljningen transporteras <b>på is</b> till Cytologen .</p> <p>De speciella objektglasförpackningar av plast (prov askar), som rekvireras från laboratoriet, skall ej märkas.</p> <p><b>Ofixerade prov lämnas direkt till labpersonal vid provinlämning före kl.14.00</b></p>