

## Provtagningsanvisningar Cytologi

Buuskölvätska, cystvätska, exsudat (ascites, pericard- och pleuravätska)

<b>Remiss</b>	Remiss ifylls enligt anvisningar ” <a href="#">Så här fyller du i remissen</a> ”  <a href="#">CYTOLOGI ALLMÄN REMISS (ej vaginalcytologi)</a>
<b>Allmänt</b>	<p>Provtagaren ansvarar för att remisser och etiketter är rätt ifyllda och att rätt remiss används för avsedd undersökning. Remisser skall fyllas i och provtagningskärl/objektglas märkas med patientens personnummer (10 siffror) och namn.</p> <p><b>Observera att provtagningskärl inte får märkas på lock.</b></p> <p>Endast objektglas med mattrand får användas. Märk objektglas med patientens personnummer (10 siffror) och namn. Använd blyertspenna. Antal objektglas skall anges på remiss.</p> <p><b>"Odlingsrör" får aldrig användas.</b></p>
<b>Fixering</b>	<p>Prov för rutinfärgning fixeras: skölvätska + 50%-ig etanol 1:1.</p> <p>Om immuncytologisk undersökning eller specialfärgning önskas skall provet inte fixeras.</p>
<b>Utförande</b>	<p>Patienten bör röra sig före provtagningen - sängliggande patienter bör om möjligt rotera ett par varv i sängen. Det insända provet måste vara representativt för hela den uttappade vätskemängden, dvs. prov får inte insändas enbart från ytskiktet. Tillsätt några droppar heparin till 50 ml. vätska.</p>
<b>Övrigt</b>	<p>Ange speciella frågeställningar på remissen. Använd tättslutande flaska.</p> <p>Ange alltid provtyp både på remiss och burk</p>
<b>Kontakt</b>	<p>Enhetschef cytologi tel 031-342 19 98 Cytologens laboratorium tel.031-342 21 85</p>
<b>Transport</b>	<p>Proven kan sändas per post, skickas med internttransport eller lämnas direkt på laboratoriet.</p> <p>De speciella objektglasförpackningar av plast (prov askar), som rekvireras från laboratoriet, skall ej märkas.</p> <p><b>Ofixerade vätskor lämnas direkt till lab.personal vid provinlämning före kl.14.00</b></p>

