

Provtagningsanvisningar Cytologi

Urin (kastad, kateter, uretär, brickerblåsa)

Remiss	Remiss ifylls enligt anvisningar ” Så här fyller du i remissen ” CYTOLOGI ALLMÄN REMISS (ej vaginalcytologi)
Allmänt	Provtagaren ansvarar för att remisser och etiketter är rätt ifyllda och att rätt remiss används för avsedd undersökning. Remisser skall fyllas i och provtagningskärl märkas med patientens personnummer (10 siffror) och namn. Observera att provtagningskärl inte får märkas på lock. "Odlingsrör" får aldrig användas.
Fixering	Prov + 50%-ig etanol, lika delar prov och etanol.
Utförande	Ta högst 50 ml urin och tillsätt samma mängd 50%-ig etanol. Celler i vätska sjunker till botten. Ett prov får därför inte insändas enbart från ytskiktet av vätskan utan måste vara representativt för hela vätskemängden. Sensitiviteten för tumördiagnosen kan förbättras genom att ett kastat urinprov tas under tre på varandra följande dagar. Proven märks med dag 1, dag 2 och dag 3.
Övrigt	Provet ska vara nytagen urin. OBS! Använd ej morgonurin och ej heller prov från samlad dygnsurin, eftersom de innehåller alltför mycket skadade celler. Ange alltid provtyp både på remiss och burk.
Kontakt	Enhetschef cytologi tel. 031-342 19 98 Cytologens laboratorium tel. 031-342 21 85
Transport	Proven kan sändas per post, skickas med interntransport eller lämnas direkt på laboratoriet.

